

Sikkerhedseftersyn

I henhold til international standart EN/ISO 10535 anbefales det at lave et sikkerhedseftersyn en gang årligt.

Proceduren for sejeftersynene skal være grundig, systematisk og vedvarende.

En praktisk og en visuel gennemgang anbefales. Herved opdages stivhed i stoffet, defekte stropper og tyndslidt/mørt stof.

Reparationer må kun udføres af fabrikanten.

Varenr.	HMI nr.	Beskrivelse	Størrelse
40001	89847	Halvsejl	XSmall
40002	89848	Halvsejl	Small
40003	89849	Halvsejl	Medium
40004	89850	Halvsejl	Large
40005	89851	Halvsejl	XLarge
40006	89852	Halvsejl	XXLarge
40007	89859	Halvsejl, Net	XSmall
40008	89860	Halvsejl, Net	Small
40009	89861	Halvsejl, Net	Medium
40010	89862	Halvsejl, Net	Large
40011	89863	Halvsejl, Net	XLarge
40012	89864	Halvsejl, Net	XXLarge

Service fra dag til dag

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser.

Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Kontakt Rehab-Care

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til produkter, priser, reparationer eller service.

Du kan ringe til os på +45 6915 3000, skrive til info@rehab-care.dk eller udfylde formularen på www.rehab-care/kontakt, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kontorets åbningstider

Mandag – Torsdag08:00 – 16:00
 Fredag08:00 – 13:00



HALVSEJL

Produceret med fokus på både brugervenlighed, komfort og æstetik.


Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

Tekniske Data:

Max belastning: 275 kg.
 Materiale: 100% polyester.
 Vaskeanvisning: Anvend et vaskemiddel uden optisk hvidt.
 Kan tørretumblers på lav temperatur.



Str.	Hoftebrede	Ryg højde
XS	37 cm.	50 cm.
S	42 cm.	55 cm.
M	48 cm.	66 cm.
L	52 cm.	75 cm.
XL	68 cm.	75 cm.
XXL	78 cm.	75 cm.



Leveres både i fast stof og i net

Universal halvsejl med delte, brede, polstrede ben stropper, som skal krydses ved brug.

Til brugere med nakke og hovedkontrol. Velegnet til forflytning både fra/til siddende og liggende stilling, giver god støtte til kroppen.

Har 4 ophængsmuligheder på benstropper, og 2 ophængsmuligheder på skulderstropper, hvilket giver god mulighed for komfortabel siddestilling. Anvendes sammen med stationær eller mobil personløfter.

Passer til 2, 3 og 4 punkts åg.

Sejlet er udstyret med:

- Pålægningslomme
- Midteindikation både øverst og nederst
- Styrestropper
- Farvekoder for størrelse



Løft fra siddende stilling

- 1) Sejlet placeres bag brugerens ryg, brug påsætningslommen, og skub sejlet så langt ind under brugeren som muligt. Midteindikationen skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Benstropper trækkes ind under brugerens lår, brug evt. glidestykke, eller placer foden på fodstøtte for at hæve lårbenet fra sædet.
- 3) Kryds benstropper, og placer sejlstropper på åget.
- 4) Løft forsigtigt brugeren op. Når stropper er strammet lidt, kan sejlet rettes til.

Løft fra liggende stilling

- 1) Brugeren vendes om på siden, sejlet foldes i et Z til midten, og den foldede del skubbes ind under brugeren. Vær opmærksom på, at midten skal følge brugerens rygsøjle.
- 2) Brugeren vendes om på ryggen og sejlet foldes ud. Benstropper føres ind under benene og krydses.
- 3) Hovedgærdet hæves hvis muligt, og stropper sættes på åg.
- 4) Brugeren kan nu løftes forsigtigt op, og sejlet kan rettes, når stropper er strakt ud.

Betingelser for brug af sejlet:

- Sejlet anvendes af uddannet personale eller personer der har modtaget instruktion i det aktuelle sejls brug.
- Sejlet må kun bruges sammen med en personløfter godkendt efter DS/EN ISO 10535:2007 med 2, 3 eller 4 punkts åg.
- Der anvendes den korrekte størrelse sejl. Sejlet må ikke stramme eller gnave.
- Max løftekapacitet på 275 kg må ikke overskrides.
- Hjælperen er obs. på brugerens velbefindende under brug.
- Sejlet er tjekket iflg. tjekliste.

Tjekliste inden brug:

Har sejlet et eller flere af følgende mangler skal det kasseres.

- Tjek sejlet for manglende eller ulæselige mærkater.
- Tjek for ødelagte eller slidte syninger.
- Tjek for knuder på stropperne.
- Tjek for flænger, flosser eller huller.
- Tjek for fremmedlegemer i stoffet eller på stropperne.

Mere end
20 års
erfaring