



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	L53-H		2
2	F3-motor		1
3	F2	Hoved-stykke	1
4	F1-200	Sæderamme fys	1
5	LA31 bund 150 s		1
6	LA31 top 150		1
7	F10	Udløserhåndtag fys	1
8	F12	Holder til gas	1
9	GAS-02		3
10	GAS-17		1
11	F11	Låsehus nakke fysleje	4
12	GAS-12-500N	Gasfjeder 500N	2
13	2474DYK125R26-28S45	Hjul 125mm	4
14	W6-1000	Topramme	1
15	L36	Forlænger til gasfjeder	2
16	SØ29-2	Ophæng til gas	1
17	SØ29-3	Ophæng til gas	1
18	U8	Udløserbøjle 2 gas	2
19	ø20 prop		2
20	L-1000	Undervogn saks	1
21	GF.500N	Blokerebar gasfjeder 500N	1
22	GAS-18		1
23	L40	Bøsning plast	2
24	L16-8		2
25	ISO 7380 - M10 x 16 - -- 16N		2
26	PU5-720-F	Papirholder til fys leje	1
27	F-V-25	Ophæng for skinne	1
28	F-V-26	Ophæng for sinne venstre	1
29	F29	Ophæng for skinne	1

Rev	Date	Note

 <small>Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk</small>	Scale:	1:8
	Paper:	A3
	Sheet 1 of 1	
Description: 3-delt fys-leje		
Surface treatment:		Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15	
Weight: 75701.35	State: - ok	Material:
 <small>Tolerances ISO 2768-mK</small>		Drawing No.: FYS1-70
		Rev.