



ITEM NO.	PART NUMBER	Description	QTY.
1	L-1000-gyn	Undervogn saks til gynleje	1
2	L53-H	Glideklods	2
3	CG4-N	Gyn sæde	1
4	U3	Rygstykke	1
5	2476PJP 100 R26-28S 45	hjul	4
6	F4-gyn	Sædehynde	1
7	F6-gyn	Ryg hynde	1
8	W6-100	Mellemramme	1
9	W6-200	Liggeflade beslag	1
10	L8-A	Trendelenburg travers	1
11	LA31 bund-01	Linak motor 100mm MOT-48	1
12	LA31 bund 150 v	Aktuator 150mm sp-line	2
13	U23	Forlængerør ryg akutleje	2
14	L-307	Sædebeslag	2
15	L-500	Rygmotor beslag	1
16	L-311	Afatand rør	2
17	L-600	Motorbeslag venstre	1
18	L-700	Motorbeslag	1
19	L-800	Liggeflade instik	1
20	Pedal-højre	Bremsepedal	1
21	Pedal-venstre	Bremsepedal	1
22	L-318	Afstandsaksel	1
23	CG9-gyn	Skinne for bakke	2
24	DSL5810	Sengehest komplet	2
25	L-321	Ophæng for sengehest	2
26	CB06T	CB06 styring	1
27	CB06-holder	Holder for CB06	1
28	F4-gyn-hynde	Fodhynde	1
29	L42-gyn	Bremsestang til gyn.	2
30	L-1012		1
31	F4-bag	Bagside plade for hynde	1
32	L-1013	beslag til Åbenrå	1

Rev	Date	Note

 rehab-care.dk <small>Cyprusvej 3 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk</small>	Scale: 1:10
	Paper: A3
Sheet 2 of 2	
Description: Gyn-leje	
Surface treatment:	Color:
Drawn By: MG	Drawn Date: 17-12-15
Weight: 185544.88	State: - ok
Material:	
 Tolerances ISO 2768-mK	Drawing No.: ML-gyn-100
Rev.	