

- **Stabil og komfortabel forflytning**

Dobbelt tårnbygning og den nødvendige plads i liften.

- **Nyeste teknologi og komponenter**

Linaks styring med service og batteri indikator i håndbetjening.

- **Sikre, holdbare funktioner**

Samlet med korrekte bøsninger i led, samt brugen af højstyrkestål.

- **Brugervenlig**

Kvalitets hjul med kuglelejer, let kørt.

- **Egen produktion**

Vi står inde for produktet, ISO13485.

- **Fuldt løftesejl program**

Moderne sejl med mulighed for clip ophæng.

- **Mary personløfter med 4-punkts åg**


Kan fås med elektrisk og manuel 4 punkts åg.

- **Mary 250 kg / Cathy 200 kg**

Løftekapacitet

- Patienternes sikkerhed og komfort skal kombineres med funktionalitet og nem betjening for sundhedspersonalet. Det er idéen bag alle plejeprodukter fra Rehab-Care.

- Vi er selv både udvikler, producent og leverandør. Alt ligger under samme tag, så vi har derfor ikke langt fra ord til handling. Vi kan reagere lynhurtigt på generelle tendenser, samt opfylde unikke behov for tilpasning og nytænkning af produkterne både fysisk og teknologisk. Rehab-Care produkter gør undersøgelse, behandling og pleje af patienterne mere smidig for alle involverede.



Innovation og individuel tilpasning sikrer dig præcis det produkt, der matcher dit behov



PERSONLØFTERE



Rehab-Care

Avnvej 10
7400 Herning
Danmark

Telefon: +45 6915 3000
E-mail: mg@rehab-care.dk
Hjemmeside: www.rehabcare.dk

Forhandler:



rehab-care.dk®

- gør en forskel

CATHY ståløfter



Standard funktioner på begge personløftere

- Elektrisk betjening via fjernbetjening
- Elektrisk indstilling af benvinkel
- Nødsænkning
- Nødstop
- Aftageligt batteri
- CE mærket

MARY personløfter



Ved brug på hospitaler eller plejehjem, byder vores CATHY ståløfter på den bedste løsning til at hjælpe brugeren fra siddende til stående stilling. Designet er altid baseret på langvarig kvalitet og funktionalitet. Knæ- og benstøtter er derfor justerbare så man sikrer, at brugeren får den størst mulige komfort og den bedste oplevelse.

Tilkøbsmuligheder

- Ændring af kroge til stifter for klik-system
- Ekstra jumbo-batteri
- Løfte sejl
- Væglader til jumbo-batteri

Til forflytning på sygehuse og plejehjem, byder vores MARY personløfter på den mest stabile og komfortable forflytning af brugeren. Personløfteren er designet, så den for sundhedspersonalet er nem at betjene og behagelig at arbejde med i hverdagen, og samtidig giver brugeren en følelse af sikkerhed og komfort.

Tilkøbsmuligheder

- 2- og 4-punkts åg
- Elektrisk 4-punkts åg
- Løfte sejl
- Ekstra jumbo-batteri
- Væglader til jumbo-batteri



ISO 13485
Management System Certification

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

