



HVILE- OG TRANSPORTLEJER

Lejer i bedste
kvalitet. Produceret
med fokus på både
brugervenlighed,
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

DayCare stol, med eller uden madras

DayCare stolen er udviklet til dagkirurgiske afdelinger og siddende behandlinger på ambulatorier.

God sidde- og liggekomfort. Mange justerings- og tilbehørsmuligheder. Gode køreegenskaber. Med kraftige opklappelige og aftagelige armlæn. Personalet kan lave forflytninger henover armlænet. Lavet til dagligt brug og nem at holde rent.

Udviklet i tæt samarbejde med personale på hospitaler. Ingen syninger i liggefladen. Stolen kan tilpasses efter ønske.

DayCare stol

Produkt nr.: **DSL-25000**

HMI nr.: **72976**

DayCare stol med madras

Produkt nr.: **DSL-25000 + DSLMADRAS**

HMI nr.: **100202**



2-delt overførselsleje med sidevip

3-delt overførselsleje med vippefunktion på langs af lejet, som bruges ved flytning over på f.eks. OP-leje. Når lejet vippes, kan patienten vendes over på andet leje.

Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Skai tåler rengøring i sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor ryg vinkeljustering for optimal siddeposition.

Stor fleksibilitet ved behandling flade med 2-delt ryg, hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv for bedre arbejdsstilling.

3-delt overførselsleje med sidevip

Produkt nr.: **FYS-VIP**



2-delt hvile og transport leje

Et universalt hvileleje og transportleje med god komfort for patienter og med fokus på god ergonomi og stabilitet for personalet. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Lejet kan både fås som sakseløft samt søjleløft, og der kan vælges om lejet skal være standard, med dobbeltbund eller have en bredde på 90cm.



2-delt hvile og transport leje, saks

Produkt nr.: AKUT-10000

2-delt hvile og transport leje, saks, Dobbeltbund

Produkt nr.: AKUT-11000

2-delt hvile og transport leje, saks, 90cm bredde

Produkt nr.: AKUT-14000

2-delt hvile og transport leje, søjle

Produkt nr.: AKUT-12000

2-delt hvile og transport leje, søjle, Dobbeltbund

Produkt nr.: AKUT-13000

2-delt hvile og transport leje, søjle, 90cm bredde

Produkt nr.: SKUT-15000



2-delt familieleje

Gode pladsforhold til hele familien. Lavet til fødselsafdelingen. Bruges som føde- og hvileleje. God siddekomfort og rygjustering med dobbeltmotor. Lejet kan køres langt ned for lettere adgang. Liggeflade i kompakt laminat med madras-styr for løs madras.

2-delt familieleje

Produkt nr.: B200-1200

HMI nr.: 86320



rehab-care®

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE EN FORSKEL



Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret for at give dig de bedste mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret på vores egen fabrik i Herning.

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for bedste kvalitet i branchen.

Se alle produkter på rehabcare.dk