



Her finder du
hospitals-, patient- og
EPJ-borde samt
dropstativer med og
uden motor

Borde og dropstativer

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

Hospitalsborde / bagbord

Hospitalsbordene fra Rehab-Care er lavet af rustfrit stål og kan derfor nemt rengøres. Hospitalsbordet er udstyret med gode hjul med bremse, og derudover er den meget let at betjene med op-ned betjeningspanel. Den kan fås i flere forskellige størrelser, som kan ses nedenfor.

Hospitalsbord 550 x 750mm

Produkt nr.: **DRP-710**
HMI nr.: **89926**

Hospitalsbord 1200 x 750mm

Produkt nr.: **DRP-21000**



Patientbordene

Simpelt og stabilt senge- og patientbord. Bordpladen kan bestilles i flere forskellige modeller alt efter størrelse og materiale. Disse modeller kan du læse mere om nedenfor.

Bord m. motor 540 x 550mm

Produkt nr.: **DRP-650SPEC**
HMI nr.: **89927**

Bord m. motor 700 x 500mm, rustfrit stål

Produkt nr.: **DRP-500**

Bord m. motor 800 x 450mm, plast skuffe

Produkt nr.: **DRP-950**

Bord m. motor 600 x 450mm

Produkt nr.: **DRP-600**

Bord m. motor 500 x 600mm

Produkt nr.: **DRP-960**

Bord m. motor 700 x 450mm

Produkt nr.: **DRP-940**

Gipse bord m. motor 200 x 500mm

Produkt nr.: **DRP-660**



EPJ-borde

EPJ-bordene er simple, men også meget stabile da de er udført 10mm rustfri plade. Det gør bordene tungere, så de ikke utilsigtet vælter. Meget let betjening med op-ned betjeningspanel, og et aftageligt batteri. Der er desuden udfræsninger i bordpladen til evt. netkabel.

EPJ-bord m. motor 450 x 550mm

Produkt nr.: **DRP-650**

HMI nr.: **100712**

EPJ-bord m. motor og papirbakke 450 x 550mm

Produkt nr.: **DRP-680**

EPJ-bord m. motor og papirbakke 700 x 550mm

Produkt nr.: **DRP-690**



Dropstativer med/uden motor

Solidt og stabile dropstativer, som kan bære +100kg. Er egnet til brug på hospitaler og i sundhedssektoren. Dropstativet med motor bruges, hvor personalet har mange tunge skift af væsker. Derudover er der bremsefunktion på alle hjul

Dropstativ m. motor

Produkt nr.: **BL-H5-1000**

HMI nr.: **89924**

Dropstativ Maxi

Produkt nr.: **DR-11000**



rehab-care®

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE EN FORSKEL



Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret for at give dig de bedste mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret på vores egen fabrik i Herning.

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for bedste kvalitet i branchen.

Se alle produkter på rehabcare.dk