



LIFTE

Produceret med
fokus på både
brugervenlighed,
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.



Arm- og benløfter

Vores arm- og benløfter er meget populær. Bruges ved håndtering af arme og ben eller tunge løft. Arm- og benløfteren kan indstilles i mange højder, så man får den rigtige arbejdsstilling i forhold til arbejdsmiljø.

Meget stort løfteinterval på 75 cm. Let at flytte omkring. Gode bremsehjul. Kan bruges til løft af 2 ben fra siden af lejet. Kan også bruges til løft af 2 ben fra enden af lejet. Dette kræver en ekstra rustfri tværstang.

Produktnr.: **BL-H**

HMI nr.: **72972**

Cathy personløfter

Cathy personløfter eller stå-op lift er til den stabile og komfortable forflytning mellem seng, stol eller toilet. Forsynet med den nyeste teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste holdbarhed og funktion.

Let at arbejde med og lang holdbarhed, da den har rigtige lejer i hjul og ved alle bevægelige dele. Fuld akkrediteret testet ved teknologisk institut.

Produktnr.: **PR-3500-200-S**

HMI nr.: **71368**



Mary personløfter

Mary personløfter er til den stabile og komfortable forflytning. Forsynet med den nyeste teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste holdbarhed og funktion.

Let at arbejde med og lang holdbarhed, da den har rigtige lejer i hjul og ved alle bevægelige dele. Fuld akkrediteret testet ved teknologisk institut.

Produktnr.: **PR-3500-205**


HMI nr.: **71370**

Emmy personløfter

Emmy personløfter er til vertikalt personløft med 3-delt søjle, hvilket giver en stabil og komfortabel forflytning. Personløfterne er forsynet med den nyeste teknologi og de bedste komponenter for at sikre den bedste holdbarhed og funktion.

Produktnr.: **PS-46000**

HMI nr.: **115025**



Poollift, komplet

Poollift til flytning over i bassin. Med separat badestol og stor aktionsradius for tryk betjening.

Patienten placeres i badestol, og derefter kobles stolen til løftearmen ved bassinet. Patienten sænkes herefter nænsomt ned i bassinet. Poolliften kan køres i redskabsrum efter brug.

Produkt nr.: **PO-10000**

HMI nr.: **89914**



Sengeløfter

Sengeløfter til brugerens egen private seng kan justeres til alle typer elevationsenge. Monteres under brugerens egen seng. Samme løftesystem som kendes fra hospitalssenge.

Stor løftehøjde for korrekt arbejdsstilling. Stabilt løft helt fra bunden og op. Fjerner behovet for plejeseng i hjemmet og kan monteres på den ene seng, så dobbeltsengen kan bevares.

Produkt nr.: **SE-11000**

HMI nr.: **79748**



Sengevender

Sengevender/sengservicevogn til servicearbejde, vedligehold og rengøring. Løfter alle sengetyper fra gulvet. Kan også vinkle sengen, så alt arbejde med sengen foregår i korrekt arbejdsstilling.

Let at betjene og køre rundt med. Løftearmene kan justeres i alle retninger og vendes, så løft under liggefladen også kan foretages.

Produkt nr.: **SV400**



rehab-care®

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE EN FORSKEL



Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret på vores egen fabrik i Herning.

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for bedste kvalitet i branchen.

Se alle produkter på rehabcare.dk