



SEJL

Produceret med
fokus på både
brugervenlighed,
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

Halvsejl og halvsejl, net

Halvsejl til at løfte eller flytte en person med funktionsnedsættelse på sygehuse, plejeboliger, genoptræningscentre, rideskoler og i det private.

Ideel til flytning mellem seng, kørestol og toiletstol. Gulvrækkende for patienter med stabilt nakke- og skulderområde.

Halvsejl

XS	HMI: 89847	Produktnr.: 40001
S	HMI: 89848	Produktnr.: 40002
M	HMI: 89849	Produktnr.: 40003
L	HMI: 89850	Produktnr.: 40004
XL	HMI: 89851	Produktnr.: 40005
XXL	HMI: 89852	Produktnr.: 40006

Halvsejl, net

XS	HMI: 89859	Produktnr.: 40007
S	HMI: 89860	Produktnr.: 40008
M	HMI: 89861	Produktnr.: 40009
L	HMI: 89862	Produktnr.: 40010
XL	HMI: 89863	Produktnr.: 40011
XXL	HMI: 89864	Produktnr.: 40012



Helsejl og helsejl, net

Helsejl til at løfte eller flytte en person med funktionsnedsættelse på sygehuse, plejeboliger, genoptræningscentre, svømmehaller og i det private.

Ideel til flytning mellem badekar, brus, kørestol og toiletstol m.m. Gulvrækkende og kan anvendes både fra siddende og liggende position. For total støtte til kroppen kan sejlet føres under armhulerne. Et sikkert løftesejl også til låramputerede, idet stropperne kan ophænges krydsede.



Helsejl

XS	HMI: 89853	Produktnr.: 40013
S	HMI: 89854	Produktnr.: 40014
M	HMI: 89855	Produktnr.: 40015
L	HMI: 89856	Produktnr.: 40016
XL	HMI: 89857	Produktnr.: 40017
XXL	HMI: 89858	Produktnr.: 40018

Helsejl, net

XS	HMI: 89865	Produktnr.: 40019
S	HMI: 89866	Produktnr.: 40020
M	HMI: 89867	Produktnr.: 40021
L	HMI: 89868	Produktnr.: 40022
XL	HMI: 89869	Produktnr.: 40023
XXL	HMI: 89870	Produktnr.: 40024

Ståsejl

Ståsejl kan kun anvendes i siddende stilling. Et ståsejl kræver mere af patienten end eksempelvis helsejl eller halvsejl. Nemt at arbejde med. Velegnet til toiletbesøg, flytninger i stående stilling mm.

Ståsejl

XS	HMI: 89841	Produktnr.: 40031
S	HMI: 89842	Produktnr.: 40032
M	HMI: 89843	Produktnr.: 40033
L	HMI: 89844	Produktnr.: 40034
XL	HMI: 89845	Produktnr.: 40035
XXL	HMI: 89846	Produktnr.: 40036



Toiletsejl

Toiletsejl til at løfte eller flytte en person med funktionsnedsættelse på sygehuse, plejeboliger og i det private. Ideel til flytning mellem seng, kørestol og toilet.

Sejlet er gulvrækkende for patienter med stabilt nakke- og skulderområde.



Toilesejl

XS	HMI: 89835	Produktnr.: 40025
S	HMI: 89836	Produktnr.: 40026
M	HMI: 89837	Produktnr.: 40027
L	HMI: 89838	Produktnr.: 40028
XL	HMI: 89839	Produktnr.: 40029
XXL	HMI: 89840	Produktnr.: 40030

Amputationssejl

Amputationssejl anvendes til brugere med nedsat funktion i overkrop, hofted og lårben og brugere med behov for støtte af overkrop på fx hospitaler, plejeboliger, genoptræningscentre og i private hjem.

Sejlet er udviklet til både mobile personløftere, lofthejs-systemer og lignende og er ideelt til at løfte en person til og fra siddende stillinger.

Amputationssejl

XS	HMI: 105825		Produktnr.: 40037
S	HMI: 105826		Produktnr.: 40038
M	HMI: 105827		Produktnr.: 40039
L	HMI: 105828		Produktnr.: 40040
XL	HMI: 105829		Produktnr.: 40041
XXL	HMI: —		Produktnr.: 40042



Komfortsejl, net

Komfortsejlet er til løft af personer med kontrol over hovedet, men med nedsat kontrol over overkroppen, hofted og lårben. Sejlet er udviklet til både mobile personløftere, lofthejssystemer og lignende og er ideelt til at løfte en person til og fra siddende stillinger.

Ideelt til brug på fx hospitaler, plejeboliger, genoptræningscentre og i private hjem.

Komfortsejl, net

XS	HMI: 104926		Produktnr.: 40055
S	HMI: 104927		Produktnr.: 40056
M	HMI: 104928		Produktnr.: 40057
L	HMI: 104929		Produktnr.: 40058
XL	HMI: 104930		Produktnr.: 40059
XXL	HMI: 104931		Produktnr.: 40060



rehab-care®

VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE EN FORSKEL



Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret på vores egen fabrik i Herning.

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for bedste kvalitet i branchen.

Se alle produkter på rehabcare.dk