



## TOILET- OG BADESTOLE

Produceret med  
fokus på både  
brugervenlighed,  
komfort og æstetik.

Produkterne fra Rehab-Care er certificeret til medicinsk standard efter ISO 13485. Alle vores produkter er CE-mærket. Dansk kvalitet når det er bedst.

Toilet- og badestolen er nem at holde ren, kører let og optager meget lidt plads. Det giver optimale arbejdsforhold for hjælper og højest mulige komfort til brugeren. Stolene er fremstillet af gode materialer, hvilket giver høj levetid. Kan brugertilpasses efter behov. Stort katalog med tilbehør.

- \* Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- \* Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- \* Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.
- \* Fodhvilerne stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- \* Tåler rengøring med sprit og klor.
- \* Kan maskinvaskes.

## ErGo-Basi 1000

**Toilet-badestol med manuel højdejustering**

Produkt nr.: TS-40000  
HMI nr.: 108699



## ErGo-Basi 1500

**Toilet-badestol med manuel højdejustering, høj brugervægt**

Produkt nr.: TS-42000  
HMI nr.: 108700



## ErGo-SelPro 1000 og 1500

**Toilet-badestol med manuel højdejustering.**

**ErGo-SelPro 1000**

2x20" drivhjul og 2x125 mm fronthjul  
Produkt nr.: TS-39000  
HMI nr.: 108695

**ErGo-SelPro 1500**

2x24" drivhjul og 2x125 mm fronthjul  
Produkt nr.: TS-39500  
HMI nr.: 111000





## ErGo-Tilt 2000

Toilet-badestol med manuel højdejustering og manuelt tilt via gasfjeder

Produkt nr.: TS-41000  
HMI nr.: 108697

## ErGo-Tilt 3000

Toilet-badestol med manuel højdejustering og elektrisk tilt

Produkt nr.: TS-38000  
HMI nr.: 107344



## ErGo-Tilt 4000

Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og elektrisk tilt

Produkt nr.: TS-25000  
HMI nr.: 108696

## ErGo-Tilt 5000

Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og elektrisk tilt, 60cm sæde

Produkt nr.: TS-25200



## ErGo-Tilt 6000

Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og elektrisk tilt

Produkt nr.: TS-25300

rehab-care®

# VI HJÆLPER DIG MED AT GØRE EN FORSKEL



Alle produkter fra Rehab-Care er udviklet og produceret for at give dig de bedst mulige arbejdsbetingelser og højest mulig komfort til patienten.

Produkterne fra Rehab-Care er udviklet og produceret på vores egen fabrik i Herning.

I vores udvikling og produktion lægger vi vægt på brugervenlighed, holdbarhed og design.

Vi kender alle modeller fra inderst til yderst og kan tilpasse vores produkter efter både funktionelle og æstetiske behov. Vi tilretter også udstyr fra andre leverandører.

Vi ved, at din hverdag skal fungere uden lange afbrydelser. Vi servicerer udstyr fra dag til dag. Både egne produkter og produkter fra andre leverandører.

Rehab-Care er certificeret efter EN/ISO 13485 og reglerne for medicinsk udstyr i klasse 1. Det er din garanti for bedste kvalitet i branchen.

**Se alle produkter på [rehabcare.dk](http://rehabcare.dk)**

Model	HMI-nr.	Varenr.	Mellem armlæn	Sædehøjde	Sædevinkel	Sædebredde	Sædedybde	Toiletåbning	Hygiejneåbning	Frih. lav.pos.	Totalbredde	Max. belastning
ErGo-Basi 1000	108699	TS-40000	473	442-592	0° / 0°	430*	430*	275x230	115	420	569	159 kg.
ErGo-Basi 1500	108700	TS-42000	473	442-592	0° / 0°	430*	430*	275x230	—	420	569	200 kg.
ErGo-SelPro 1000	108695	TS-39000	473	460-520	0° / 0°	430*	430*	275x230	115	L370 / H410	576	200 kg.
ErGo-Tilt 2000	108697	TS-41000	473	461-586	5° / 25°	430*	430*	275x230	115	420	599	200 kg.
ErGo-Tilt 3000	107344	TS-38000	473	461-586	5° / 25°	430*	430*	275x230	115	420	599	200 kg.
ErGo-Tilt 4000	108696	TS-25000	473	520-900	5° / 30°	430*	430*	275x230	115	420	599	200 kg.

\* Forskellige sædetyper