



| Rev | Date | Description |
|--|----------------------|--------------------------------|
| A | 02-06-2023 | |
|  Avnvej 10 -7400-Herring Denmark WWW.rehab-care.dk | | Scale: 1:10 |
| | | Paper: A3 |
| | | Sheet 1 of 2 |
| Description: Vippeleje | | |
| Surface treatment: | | Color: |
| Drawn By: MG | Drawn Date: 08-01-18 | |
| Weight: 222068.16 | State: - ok | Material: |
|  Tolerances ISO 2768-cl | | Drawing No.: VP20000 Rev. A |

| ITEM NO. | PART NUMBER | Description | QTY. |
|----------|--|----------------------------|------|
| 1 | L53-H | Glideklods | 4 |
| 2 | VP2000 | Topramme vip | 1 |
| 3 | SE-4400 | Topramme vippeleje s-top | 1 |
| 4 | LA34-600 bund | LA34-400 | 1 |
| 5 | VP-polst-201 | Hynde for oprejsningsleje | 1 |
| 6 | Maskinsko ø55-M10 | | 2 |
| 7 | tgf-10-300-1200-sodemann | Træk gasfjeder 1200N | 2 |
| 8 | VP4010 | Grad måler | 1 |
| 9 | VP4011 | Viser | 1 |
| 10 | L45 | Plast bøsning | 4 |
| 11 | GFUDLOSERHOVED | Udløserhoved for gasfjeder | 1 |
| 12 | 28x20x1.0 passkive | | 2 |
| 13 | M5-VP | Saks for vippeleje | 1 |
| 14 | 0404001 | Løftemotor MOT-38 | 1 |
| 15 | M4 | Saks udvendig | 1 |
| 16 | L-3000 | Bundramme saks | 1 |
| 17 | Top-LA40-250 | | 1 |
| 18 | L6-A | Løfte laske | 2 |
| 19 | L16-2 | Afstandsrør ø16x13 | 4 |
| 20 | L-3000-03 | Forbindelsesplade saks | 2 |
| 21 | SKA28-1 | Medbringer bremse | 2 |
| 22 | ISO 7380 - M12 x 30 --- 30N | | 4 |
| 23 | ISO 7380 - M8 x 20 --- 20N | | 4 |
| 24 | L-3010-01 | Bremse stang | 1 |
| 25 | Pedal-højre | Bremsepedal | 1 |
| 26 | L-3000-50 | Hjul holder | 4 |
| 27 | Pedal-venstre | Bremsepedal | 1 |
| 28 | 60X30 Flad oval | Plastprop grå 60x30 f-oval | 4 |
| 29 | 5444-46PJP125R36-34 | Hjul ø125 | 4 |
| 30 | L500 | Løftetravers saks | 1 |
| 31 | L42-20 | Bremsestang til pedal | 1 |
| 32 | L42-10 | Bremsestang L=580 | 1 |
| 33 | VP6300 | Modvægt til vippeleje | 1 |
| 34 | 65517 | Rulle PUR 200x100 | 8 |
| 35 | F300 | Hynde ramme | 1 |
| 36 | VP2021 | Skærm for ben | 1 |
| 37 | PS-5004 | Hjul for leje | 4 |
| 38 | DIN 625 - 6004 - 12,SI,NC,12_68 | | 4 |
| 39 | DIN 912 M6 x 60 --- 24N | | 2 |
| 40 | VP2100 | Skulder beslag | 2 |
| 41 | M10-K-spec-bolt | Bolt M10 med bryst kort | 6 |
| 42 | Ganter greb | | 2 |
| 43 | STT-fjeder | Blokerebar gasfjeder STT | 1 |
| 44 | GAS-02 | | 1 |
| 45 | VP2034 | Prop for rør | 6 |
| 46 | Lift50-Series | Control box + bat | 1 |
| 47 | VP2300 | Skulder beslag small | 2 |
| 48 | VP2200 | Skulder beslag medium | 2 |
| 49 | VP2038 | hul stang | 2 |
| 50 | VP2600 | Stoprør | 2 |
| 51 | ZS-12x1-75 | Pos bolt for adjust | 2 |
| 52 | Bansbach+A1A12-3-400-535-OXX_100N(400) | | 1 |
| 53 | VP4034 | holder for rulle | 4 |
| 54 | VP5150 | Fodplade | 1 |
| 55 | VP5250 | Fodplade højre | 1 |
| 56 | VP-polst-102 | Fod-hynde | 2 |
| 57 | Pin-ø10-47 | Pin-ø10-47 | 1 |
| 58 | DIN 912 M10 x 50 --- 32N | | 2 |
| 59 | DIN 912 M10 x 40 --- 40N | | 2 |
| 60 | EN ISO 4762 M8 x 30 - 30N | | 2 |
| 61 | ISO 7380 - M10 x 20 - 20N | | 2 |
| 62 | DIN 912 M10 x 45 --- 32N | | 2 |
| 63 | 40X20 PROP | Plast prop | 2 |
| 64 | 30X15 PROP | plast prop | 2 |
| 65 | ISO 7380 - M10 x 30 - 30N | | 2 |
| 66 | DIN 1587 - M10 --NUC | | 2 |

