

2-delt gynækologisk leje

HMI NR.: 89889 | PRODUKT NR.: GYN-10000



Kompakt og stabilt 2-delt gynækologisk leje for benholdere. Kræver ikke meget plads. Let at tilgå for patient og bruger. Hjulrammen er lavet åben fortil, så der ikke er en ramme i vejen. Sæde og ryg har trinløs justering. Kvalitetsskum i hynderne sikrer god komfort.

2-DELT GYNÆKOLOGISK LEJE

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af ryggen
- Leveres med papirholder
- Beslag til benholdere
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 4 stk. ø125 mm hjul med centralbremse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 120 x 70 cm
- Rygdæl 90 cm
- Bendel 40 cm
- ø125 mm hjul med centralbremse
- Lejehøjde mellem 48 og 90 cm
- Vægt 50 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

