

## 2-Delt hvile og transportleje med sakselift

PRODUKT NR.: AKUT-10000



2-delt hvile- og transportleje. Et universalt hvileleje og transportleje med god komfort for patienter og med fokus på god ergonomi og stabilitet for personalet. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Derudover kan sengen fås med en bredde på 90cm.

## 2-DELT HVILE OG TRANSPORTLEJE MED SAKSELIFT

Svingvæk sengeheste kan lægges ned og svinges ind under liggefladen. Dette tillader personalet at komme helt ind til madraskant ved behandling af patienten. Aftagelige gavle for forflytning i alle retninger. Liggeflade i kompakt laminat med madras-styr.


- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af ryg
- Trendelenburg funktion
- Meget rengøringsvenlig
- Pulverlakeret
- Tilkøb løs madras af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk. Antiskrid på bagside.
- 2 stk. retningsstyrede hjul i fodende.
- Centralbremse på alle hjul
- Nedfældbare sengeheste med svingvæk funktion
- Aftagelige gavle

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdæl 75 cm
- Rygvinkel 85°
- Centralbremsehjul ø125 mm
- Lejehøjde mellem 46 og 101 cm
- Vægt 100 kg
- Max brugervægt 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)



10