

2-delt hvile- og transportleje med søjlelift

PRODUKT NR.: AKUT-12000 / 15000



2-delt hvile- og transportleje. Et universalt hvileleje og transportleje med god komfort for patienter og med fokus på god ergonomi og stabilitet for personalet. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere.

2-DELT HVILE- OG TRANSPORTLEJE MED SØJLELIFT

Svingvæk sengeheste, som kan lægges ned og svinges ind under liggefladen. Dette tillader personalet at komme helt ind til madraskant ved behandling af patienten. Aftagelige gavle for forflytning i alle retninger. Liggeflade i kompakt laminat med madras-styr. Dette leje kan derudover fås med en bredde på 90cm. (AKUT-15000)

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling for ryg
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg-/antitrendelenburg
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret
- Tilkøb løs madras af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk. Antiskrid på bagside.
- 2 stk. retningsstyrede hjul i fodende
- Centralbremse på alle hjul
- Nedfældbare sengeheste med svingvæk funktion
- Aftagelige gavle



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdal 75 cm
- Rygvinkel 85°
- Centralbremsehjul ø125 mm
- Lejehøjde mellem 50 og 90 cm (Kan ændres til 65cm og 105cm)
- Vægt 100 kg
- Max brugervægt 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk



Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk