

# 2-delt scannings- og røntgenleje med søjlelift

PRODUKT NR.: SØ-30000



To-delt scanleje/røntgenleje på søjle, der giver de bedste forhold ved scanningsopgaver. Lejet tilgodeser alle forhold for personale og patienter. Optimal plads for scanning/gennemlysning over hele liggefladen.

## 2-DELT SCANNINGS- OG RØNTGENLEJE MED SØJLELIFT

Løftesøjler placeret yderst. Langsgående vange helt ved gulv. Meget let at tilgå med sengeheste klappet ind under liggefladen. Lejet har centralbrems, rundede kanter og liggeflade i kompakt laminat. Aftagelige gavlbøjler, rygjustering, trendelenburg-funktion og indklapbare sengeheste.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk trinløs indstilling af positioner for ryg
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antitrendelenburg
- Cobo styring med aftagelig jumbo batteri
- Pulverlakeret understel
- Tilkøb madras af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 75 cm
- Rygdæl 90 cm
- Rygvinkel 60°
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 50 og 90 cm
- Vægt 110 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

