

2-delt søjle ECCO/EKG undersøgelsesleje

PRODUKT NR.: EKG-3000



2-DELT SØJLE ECCO/EKG UNDERSØGELSESLIJE

Dette undersøgelsesleje på søjler er lavet med tilpasset løftesystem samt en mindre rygdel i liggefladen for at få gode arbejdsforhold ved måling af EKG. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere.

Rygdelen i liggefladen skaber god plads til elektroder nedefra, og kan slide fra side til side. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Skai holder til rengøring i sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder sikrer god komfort.

- Elektrisk højdeindstilling
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdel 46 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 65 og 105 cm
- Vægt 80 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk



1