

2-delt undersøgelsesleje med sakselift

HMI NR.: 72974 | PRODUKT NR.: ULM1CBRA



Det 2-delte undersøgelsesleje med sakselift fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt dagligt brug. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Betrækket er af kunstlæder, der tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort.

2-DELT UNDERSØGELSESSLEJE MED SAKSELIFT

Du kan køre lejet så langt ned, at adgangen fra en kørestol bliver lettere. Der er store muligheder for at justere rygvinklen for at give patienten optimal siddeposition. Papir-afriverbøjle hjælper med at holde papiret på plads.

Køb lejet med eller uden næsehul i hynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Manuel trinløs indstilling af position for ryg
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Leveres med papirholder og afriverbøjle
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdæl 80 cm
- Centralbremsehjul str. 125 mm
- Lejehøjde mellem 46-101 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

