

## 2-delt undersøgelsesleje med søjlelift

HMI NR.: 86319 | PRODUKT NR.: ULM1CBRA-SØ



Det 2-delte undersøgelsesleje på søjler fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Kromrammen beskytter hynden mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket, der er af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort.

## 2-DELT UNDERSØGELSESLIJE MED SØJLELIFT

Du kan køre lejet så langt ned, at adgangen fra en kørestol bliver lettere.

Der er store muligheder for at justere rygvinklen for at give patienten optimal siddeposition.

Papir-afriverbøjle hjælper med at holde papiret på plads.

Køb lejet med eller uden næsehul i hynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antitrendelenburg
- Manuel trinløs indstilling af position for ryg
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Leveres med papirholder og afriverbøjle
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdæl 80 cm
- Centralbremsehjul str. 125 mm
- Lejehøjde imellem 50-90 cm (Kan ændres til 65cm og 105cm)
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

