

3-delt behandlingsleje med søjlelift

PRODUKT NR.: FYS1CBRA-SØ



Det 3-delte fysiologiske behandlingsleje fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Kromrammen beskytter hynden mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort.

3-DELT BEHANDLINGSLEJE MED SØJLELIFT

Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-justering for optimal siddeposition. Stor fleksibilitet ved behandlingsflade med 2-delt ryg, hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv, og bendel kan vinkles op for bedre arbejdsstilling.

Køb lejet med eller uden næsehul i hynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg og antitrendelenburg
- Manuel trinløs indstilling af positioner for hoved, ryg og ben
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Hoveddel 35 cm
- Rygdæl 50 cm
- Bendel 120 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde 50-90 cm (Kan ændres til 65cm og 105cm)
- Vægt 90 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

