

3-delt endoskoppileje med søjlelift

PRODUKT NR.: SØ40000



Lejet har eleverbar ryg i begge ender. Det betyder, at lejet ikke skal låses op og drejes rundt, hvis patienten skal skifte liggeposition.

3-DELT ENDOSKOPILEJE MED SØJLELIFT

Gode hygiejneforhold med liggefladehynder uden syninger. Betjenes med håndbetjening og/eller fodbetjening.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af begge rygge
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antitrendelenburg
- COBO system
- Leveres med papirholder
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 210 x 70 cm
- Rygdal 70 x 70 cm
- Rygvinkel 85°
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 50 og 90 cm
- Vægt 100 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

