

## 3-delt multifunktionsleje med sakselift

PRODUKT NR.: ML1CBRA



Det 3-delte gynækologiske leje har en liggeflade med gynækologisk sæde og 2 ens rygge. Lejet er det mest valgte leje blandt praktiserende læger.

## 3-DELT MULTIFUNKTIONSLEJE MED SAKSELIFT

Det 3-delte combi-gynækologisk/multifunktionsleje med sakseløft fra Rehab Care, er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-justering for optimal siddeposition.

Køb lejet med eller uden næsehul i rygghynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Manuel trinløs indstilling af positioner for rygge og gynsæde
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdæl 80 cm
- Bendel 120 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 46 og 101 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

