

3-delt multifunktionsleje med søjlelift

PRODUKT NR.: ML1CBRA-SØ



Det 3-delte gynækologiske leje har en liggeflade med gynækologisk sæde og 2 ens rygge. Lejet er det mest valgte leje blandt praktiserende læger.

3-DELT MULTIFUNKTIONSELEJE MED SØJLELIFT

Det 3-delte combi-gynækologisk/multifunktionsleje med søjleløft fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-justering for optimal siddeposition.

Køb lejet med eller uden næsehjul i ryg hynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antitrendelenburg
- Manuel trinfri indstilling af positioner for 2 stk. rygge og gynsæde
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdal 80 cm
- Bendel 120 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 50 og 90 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE – mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

