

3-delt overførselsleje med sidevip

PRODUKT NR.: FYS-VIP



3-delt overførselsleje med vippefunktion på langs af lejet, som bruges ved flytning over på f.eks. OP-leje. Når lejet vippes, kan patienten vendes over på andet leje.

3-DELT OVERFØRSELSLEJE MED SIDEVIP

Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Skai tåler rengøring i sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor ryg vinkeljustering for optimal siddeposition. Stor fleksibilitet ved behandling flade med 2-delt ryg, hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv for bedre arbejdsstilling.

- Elektrisk højdeindstilling
- Manuel trinløs indstilling af positioner for hoved ben og ryg
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Hoveddel 35 cm
- Rygdal 65 cm
- Bendel 120 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 46 og 101 cm
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

