

3-delt undersøgelsesleje ML2



Det 3-delte Undersøgelsesleje har en liggeflade med fast gynækologisk sæde og 2 ens justerbare rygge.

Det 3-delte combi-gynækologisk/ Undersøgelsesleje med sakseløft fra Rehab Care, er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor ryginkel-justering for optimal siddeposition.

Køb lejet med eller uden næsehul i ryghynden. Sædet fås også uden gyn udskæring.

3-DELT UNDERSØGELSESSLEJE ML2

- Elektrisk højdeindstilling
- Manuel trinløs indstilling af positioner for rygge
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 4 stk. hjul med bremse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdal 80 cm
- Bendel 120 cm
- Bremsenhjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 46 og 101 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

