

# 4-delt multifunktionsleje med sakselift

PRODUKT NR.: GYNLEJE



Alle funktionsmuligheder med 4-delt liggeflade. Gynækologisk sæde med ryg, 2-delt ryg med konisk justerbart hovedstykke. Vores gode gynækologiske multileje er lavet til at kunne holde til intensiv brug hver dag. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder sikrer god komfort.

## 4-DELT MULTIFUNKTIONSLIJE MED SAKSELIFT

Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-justering for optimal siddeposition. Stor fleksibilitet med 2-delt ryg, hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv.

Køb lejet med eller uden næsehul i hynden.

Video 2 viser lejet med motor tilføjet i ryg.

- Elektrisk højdeindstilling
- Manuel trinløs indstilling af positioner for 2-delt hoveddel, ryg og gynsæde
- Leveres med papirholder
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Hoveddel 35 cm
- Øverste rygdæl 45 cm
- Mellemste rygdæl 80 cm
- Gyn. sædedel 30 cm
- Bremsenhjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 46 – 101 cm
- Vægt 90 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- Max belastning 250 kg
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)