

4-delt multifunktionsleje med søjlelift

PRODUKT NR.: SOGYNLEJE



Alle funktions muligheder med 4-delt liggeflade. Gynækologisk sæde med ryg, 2-delt ryg med konisk justerbart hovedstykke. Vores gode gynækologiske multileje er lavet til at kunne holde til intensivt brug hver dag. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Det er nemt at rengøre betrækket af kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynder sikrer god komfort.

4-DELT MULTIFUNKTIONSLIJE MED SØJLELIFT

Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stor rygvinkel-justering for optimal siddeposition. Stor fleksibilitet med 2-delt ryg, hvor konisk hovedstykke kan vinkles mod gulv.

Køb lejet med eller uden næsehul i hynden.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg og antitrendelenburg
- Manuel trinløs indstilling af positioner for 2-delt hoveddel, ryg og gynsæde
- Leveres med papirholder
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Hoveddel 35 cm
- Øverste ryg del 50 cm
- Mellemste ryg del 80 cm
- Gyn. Sæde del 30 cm
- Bremsenhjul 125 mm
- Lejehøjde imellem 50 og 90 cm (Kan ændres til 65cm og 105cm)
- Vægt kg. 90 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- Max belastning 250 kg
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk