

Benstøtte – Dobbelt

HMI NR.: 131813 | PRODUKT NR.: BENSTØTTE - DOBBELT



BENSTØTTE – DOBBELT

Minimumshøjden starter ved kun 42,5 cm.

Til polstringen tilbyder vi et udvalg af forskellige stoffer, kunstlæder, Flex, Stamskin eller PU xx.

Fuldend din benstøtte ved at vælge din yndlingsfarve til puden.

Benstøtten leveres standard med sort stel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Justerbar højde (425-575 mm.)
- Justerbar vinkel (0°-12°)
- Størrelse: Ca. 40 x 47 cm. (L x B)
- Stel: alu. Sort ø54

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

