

# Benstøtte – Enkelt

HMI NR.: 131811 | PRODUKT NR.: ERGO120



Lider du af ben-eller fodskade, et fysisk handicap eller vil du blot sætte benene op under dit arbejde? Benstøtten er praktisk og fleksibel, fordi den kan bevæges frit i rummet. Benstøtten er særdeles velegnet til personer med et handicap (protese) eller en langvarig skade. Benstøtten giver god aflastning i benene og fås i flere farver og typer.

## BENSTØTTE – ENKELT

Minimumshøjden starter ved kun 42,5 cm.

Til polstringen tilbyder vi et udvalg af forskellige stoffer, kunstlæder, Flex, Stamskin eller PU xx.

Fuldend din benstøtte ved at vælge din yndlingsfarve til puden.

Benstøtten leveres standard med sort stel.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Justerbar højde (425-575 mm.)
- Justerbar vinkel (0°-12°)
- Størrelse: Ca. 40 x 25 cm. (L x B)
- Stel: alu. Sort ø54

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

