

Bobath leje

HMI NR.: 79750 | PRODUKT NR.: B100-70



Bobath leje har de bedst mulige egenskaber og holder til intensivt dagligt brug. Liggeflade i kunstlæder, som tåler rengøring med sprit og klor. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stabilt og med de bedste hjul, så du nemt kan flytte og totalbremse lejet. Liggefladen kan fås i alle størrelser.

BOBATH LEJE

- Elektrisk højdeindstilling
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm som standard
- Lejehøjde mellem 38 og 92 cm
- Løfteinterval 54 cm
- Centralbremsehjul str. 125 mm
- Vægt 75 kg
- Maks. belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- IP klasse IPX4
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

