

Bruseleje 1900 med søjlelift

HMI NR.: 108853 | PRODUKT NR.: BR-SØJLE-1900



Pleje- og bruseleje med rigtig gode arbejdsforhold. Sengeheste kan stilles parallelt med liggefladen og derved lette forflytning.

BRUSELEJE 1900 MED SØJLELIFT

Faste eller aftagelige gavle. Brusemadras med god komfort og rigtigt afløb med påskruet fleksslange. Lejet kan køres langt ned, så adgangen fra en kørestol bliver lettere. Stabilt og med de bedste hjul, så lejet er let at flytte og totalbremse. Batterifunktion på løfte og trendelenburgfunktion. Gode hygiejneforhold, da liggefladen er udformet i et helt stykke letmetal.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af trendelenburg, således at vandet løber ud af afløbsslangen
- Batteribackup
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Brusemadras med brandhæmmende koldskum i kernen og slidstærkt vandtæt yderbetræk
- Brusemadras kan fjernes for nem rengøring
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 190 x 67-94 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 46 og 101 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

