

DayCare stol med madras

HMI NR.: 100202 | PRODUKT NR.: DSL20000+DSLMDRAS



DayCare stolen er udviklet til dagkirurgiske afdelinger og siddende behandlinger på ambulatorier. Helmadrass med god sidde- og liggekomfort. Mange justerings- og tilbehørsmuligheder. Gode køreegenskaber.

DAYCARE STOL MED MADRAS

Med kraftige opklap-bare og aftagelige armlæn. Personalet kan lave forflytninger henover armlænet. Lavet til dagligt brug og nem at holde rent. Udviklet i tæt samarbejde med personale på hospitaler. Ingen syninger i liggefladen. Stolen kan tilpasses efter special ønsker.

- Elektrisk indstilling af alle funktioner på stolen – løft, trendelenburg/sædedel, ryg, ben, fodstøtte
- Pulverlakeret understel
- Kraftige aftagelige armlæn, som tvangsstyres sammen med rygdelen
- Helmadras af brandhæmmende skum med slidstærkt betræk af kunstlæder

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Max ydre mål med armlæn 235 x 89 cm
- Liggeflade 210 x 60 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Sædehøjde imellem 57-93 cm
- Vægt 95 kg
- Max brugervægt 200 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

