

Dropstativ Homeline



Let dropstativ i rustfri stål med 4 ophængs kroge samt 5 kvalitets bremsehjul. Aftageligt håndtag medfølger.

Højden kan justeres fra 135-215 cm.



Hjulrammen kan afmonteres ved rejseaktivitet.



Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk

DROPSTATIV HOMELINE**TEKNISKE SPECIFIKATIONER****TILBEHØR**

Se listen på rehab-care.dk

