

ErGo-Basi 1000

HMI NR.: 108699 | PRODUKT NR.: TS-40000



Toilet-badestol med manuel højdejustering.

Enkelt og funktionelt design. Hygiejneoptimeret med et minimum af vandrette flader. Toilet-badestolen er nem at holde ren, kører let og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for hjælper og højest mulige komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses. Stort tilbehørskatalog.

ERGO-BASI 1000

- Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- Sædehøjde manuel indstillelig, i 5 trin.
- Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.
- Fodhvilerne stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Tåler rengøring med sprit og klor.
- Kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 950 mm
- Bredde 580 mm
- Sædehøjde imellem 475 – 600 mm
- Afstand imellem armlæn 473 mm
- Sædebredde 430 mm
- Sædedybde 430 mm
- Sædevinkel 0 grader
- Bremsenhjul str. Ø125 mm
- Egen vægt 15 kg.
- Maks. belastning 200 kg.
- Elektrisk spænding 0V
- ISO17966:2016 godkendt

*Komplet teknisk dataskema kan rekvireres.

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

