

# ErGo OpTi

HMI NR.: 134843 | PRODUKT NR.: TS-37500



## ERGO OPTI

Til af-og påklædning af brugeren. Hygiejne optimeret, med et minimum af vandrette flader, let at holde ren. Toilet-badestolen er let kørt og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for hjælper. Ergonomisk komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses. Stort tilbehørskatalog.

- Fleksible indstillinger sikrer optimal arbejdsstilling.
- Af og påklædning
- Sædehøjde elektrisk indstillelig.
- Sædetilt elektrisk.
- Armlæn opklappelige.
- Hovedstøtte højde- og dybdejusterbar.
- Fodhvilere stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Batteriindikator i håndbetjening.
- Tåler rengøring med sprit og klor og kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Sædehøjde 51-95cm
- Sædevinkel 0-90 grader
- Sædebredde 43cm
- Sæde dybde 42cm
- Toilet åbning 18cm
- Hygiejneåbning 12cm
- Total bredde 58cm
- Total dybde 100cm
- Frihøjde i lav position 10cm
- Bremsehjul str. Ø125 mm
- Egen vægt 55kg
- Max belastning 200kg
- Elektrisk spænding 24v
- IPx6w
- CE mærket
- ISO17966:2016 godkendt

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)





Avnvej 10, DK-7400 Herning | [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)  
Telefon: 6915 3000 | E-mail: [mg@rehab-care.dk](mailto:mg@rehab-care.dk)