

# ErGo-SelPro 1500

HMI NR.: 111000 | PRODUKT NR.: TS-39700



## Toilet-badestol med 24" drivhjul.

Enkelt og funktionelt design. Hygiejneoptimeret med et minimum af vandrette flader, let at holde ren.

Toilet-badestolen er let kørt og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for hjælper.

Ergonomisk komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses.

Stort tilbehørskatalog.

## ERGO-SELPRO 1500

- Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- Sædehøjde manuel indstillelig, i 4 trin.
- Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- Ryg i skai med Velcro, dybdeindstillelig
- Anti-tip, højde-justerbar.
- Bremses på drivhjul og fronthjul.
- Fodhvilerne stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 1014 mm
- Bredde 576 mm
- Sædehøjde mellem 460 – 520 mm
- Afstand mellem armlæn 473 mm
- Sædebredde 430 mm
- Sædedybde 430 mm
- Sædevinkel 0 gr./0 gr.
- Bremsehjul, drivhjul Ø125 mm, 24"
- Egenvægt 20 kg
- Max belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 0V
- ISO17966:2016 godkendt

\*Komplet teknisk dataskema kan rekvireres.

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

