

ErGo-Tilt 2000

HMI NR.: 108697 | PRODUKT NR.: TS-41000



Toilet-badestol med manuel højdejustering og manuelt tilt via gasfjeder.

Enkelt og funktionelt design. Hygiejneoptimeret, med et minimum af vandrette flader, let at holde ren. Toilet-badestolen er let kørt og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for plejer. Ergonomisk komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses. Stort tilbehørskatalog.

ERGO-TILT 2000

- Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- Sædehøjde manuel indstillelig, i 5 trin.
- Sædetilt via gasfjeder, betjenes ved greb øverst på ryg.
- Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.
- Hovedstøtte højde- og dybdejusterbar.
- Fodhvilere stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Tåler rengøring med sprit og klor.
- Kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 950 mm
- Bredde 580 mm
- Sædehøjde mellem 475 – 600 mm
- Afstand mellem armlæn 473 mm
- Sædebredde 430 mm
- Sædedybde 430 mm
- Sædevinkel -5 gr./25 gr.
- Bremsenhjul Ø125 mm
- Egenvægt 15 kg
- Max belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 0 V
- CE mærket
- ISO17966:2016 godkendt

*Komplet teknisk dataskema kan rekvireres.

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

