

# ErGo-Tilt 4000

HMI NR.: 108696 | PRODUKT NR.: TS-25000



## Toilet-badestol med elektrisk højdejustering og elektrisk tilt.

Enkelt og funktionelt design. Hygiejne optimeret, med et minimum af vandrette flader, let at holde ren. Toilet-badestolen er let kørt og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for hjælper. Ergonomisk komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses. Stort tilbehørskatalog.

## ERGO-TILT 4000

- Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- Sædehøjde elektrisk indstillelig.
- Sædetilt elektrisk.
- Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.
- Hovedstøtte højde- og dybdejusterbar.
- Fodhvilere stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Batteriindikator i håndbetjening.
- Tåler rengøring med sprit og klor.
- Kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 976 mm
- Bredde 589 mm
- Sædehøjde mellem 520 – 900 mm
- Afstand mellem armlæn 473 mm
- Sædebredde 430 mm
- Sædedybde 430 mm
- Sædevinkel -5° / +30°
- Bremsehjul Ø125 mm
- Egenvægt 30 kg
- Max belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- IPx6w
- CE mærket
- ISO17966:2016 godkendt

\*Komplet teknisk dataskema kan rekvireres.

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

