

Ergo tilt 4000 hydraulisk

HMI NR.: 138661 | PRODUKT NR.: TS-26500



Toilet-badestol med hydraulisk højdejustering og manuelt tilt via dobbeltvirkende gasfjeder.

Enkelt og funktionelt design. Hygiejneoptimeret, med et minimum af vandrette flader, let at holde ren.



Bade stolen er udstyret med hydraulisk pumpe, er let kørt og optager meget lidt plads. Optimale arbejdsforhold for plejer. Ergonomisk komfort til brugeren. Fremstillet af gode materialer for bedste levetid. Kan brugertilpasses. Stort tilbehørskatalog.



Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk

ERGO TILT 4000 HYDRAULISK

- Sæde i blød PU med integrerede bækkenglidere.
- Sædehøjde hydraulisk indstillelig.
- Sædetilt via gasfjeder, betjenes ved greb øverst på ryg.
- Armlæn højdeindstillelige og opklappelige.
- Ryg i Skai med Velcro, dybdeindstillelig.
- Hovedstøtte højde- og dybdejusterbar.
- Fodhvilere stærke og stabile, højdeindstillelige med opklappelige fodplader.
- Tåler rengøring med sprit og klor.
- Kan maskinvaskes.
- Udvikling og produktion i Danmark, underlagt certificeret ISO13485.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 976 mm
- Bredde 589 mm
- Sædehøjde mellem 520 – 900 mm
- Afstand mellem armlæn 473 mm
- Sædebredde 430 mm
- Sædedybde 430 mm
- Sædevinkel -5° / +30°
- Bremsehjul Ø125 mm
- Egenvægt 30 kg
- Max belastning 200 kg
- CE mærket
- ISO17966:2016 godkendt

*Komplet teknisk dataskema kan rekvireres.

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk





Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk