

Flexi Mover Base

PRODUKT NR.: MOVER



FLEXI MOVER BASE

Flexi mover er et godt alternativ til kørestolen, da den tilbyder komfortabel siddeplads på grund af sine polstrede drejelige sædeplader og knæstøtter. Moveren muliggør hurtig, stabil og sikker transport af patienten fra sengen til en stol eller toilet eller omvendt. De bageste hjul kan fastgøres ved hjælp af bremserne. Moveren er nyttig til transport af patienter, der har svært ved at gå eller stå.

- Komfortable sidde-knæ puder
- 2 stk bremse hjul
- Forskellige farver



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bredder 64 cm
- Højde 105 cm
- Maks. belastning 150 kg
- Længde 93 cm
- Vægt 33 kg
- CE mærket
- 75 mm hjul

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk