

Flydeleje til scanner og røntgen

PRODUKT NR.: SØ100



Flydeleje/røntgenleje for de bedste forhold ved scanningsopgaver. Motorstyret liggeflade kan positioneres i forskellige indstillinger i vandret plan. Tilgodeser alle forhold for personale og patienter. Optimal plads for scanning/gennemlysning i hele liggefladen.

FLYDELEJE TIL SCANNER OG RØNTGEN

Løftesøjler placeret yderst i enderne.
Langsgående vange helt ved gulv. Meget let at tilgå. Rundede kanter og liggeflade i kompakt laminat. Aftagelige gavlbøjler. Rygjustering og trendelenburg/antitrendelenburg-funktion.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk trinløs indstilling af positioner for ryg
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antiTrendelenburg
- Cobo styring med aftagelig jumbo batteri
- Tilkøb madras af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul
- Gennemlysbar liggeflade
- Pulverlakeret understel
- Motorstyret liggeflade, længderetning 20 cm og bredderetning 30 cm
- Aftagelige skubbebøjler i begge ender

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Lejehøjde mellem 54 og 94 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

