

FYS-hammel

HMI NR.: 134845 | PRODUKT NR.: FYS-HAMMEL



FYS-HAMMEL

Genoptrænings leje 70cm bred

Genoptrænings lejet med sakselift fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt dagligt brug. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Betrækket er af kunstlæder, der tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort.

Du kan køre lejet så langt ned, at adgangen fra en kørestol bliver lettere. Der er store muligheder for at justere vinklen på både hoveddel og bendel for at give patienten optimal siddeposition til genoptræning.

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af position for Ryg/hoved
- 2 motorer med mekanisk nødfir
- Manuel trinløs indstilling af position for ben
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdel 100 x 70
- Bendel 45 x 70
- Sædedel 45 x 70
- Lejehøjde mellem 47cm – 101cm
- Max belastning 250kg
- CE-mærket
- Centralbremsehjul 125mm
- Vægt 80kg
- Elektrisk spænding 24v

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

