

Gaja stol

PRODUKT NR.: DRP-29000



Gaja Behandlingsstol til hospitaler og sundhedssektor. Stolen er udstyret med central løft som ikke optager unødvendig plads omkring brugeren. Justering af højde, ryg, og ben er med trådløs bluetooth håndbetjening eller fodbetjening, så ledninger ikke kommer i vejen. Forskellige armlæn kan tilvælges så de passer perfekt til brugerens behov i hverdagen.

GAJA STOL

- Fleksible indstillinger sikrer optimal arbejdsstilling.
- Central placeret søjlemotor
- BlueTooth betjening
- Elektrisk indstilling, op/ned og kip
- Motorfunktioner til alle liggeflader
- Forskellige armlæns muligheder. Kan konfigureres på mange måder



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Sædehøjde 55-88cm
- Trendelenburg 0° / 12°
- Sædebredde 60cm
- Sædedybde 52cm
- Total bredde 81cm
- Drejbar 180 grader
- Max belastning 200kg

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk