

Genoptrænings vippeleje med justerbare fodplader

PRODUKT NR.: VP20000



Vippeleje med vippe- og glidefunktion til genoptræning, blodtryksundersøgelser og patienter med synkoper. Kan vippes 0-90 grader og højdejusteres ved 0 grader. Gradmåler med indikator. Justering af fodplader hvor hver side uafhængig af hinanden kan trinløst justeres op og ned samt vendes ned mod gulvet. Lejet er udstyret med Trinløst nødfir, der altid kan bringe lejet i 0 grader stille og roligt. Kan udstyres med bl.a armlæn, stropper med velcro og sengeheste.

[\(Tryk her for at se eksempel på træning\)](#)

GENOPTRÆNINGSS VIPPELEJE MED JUSTERBARE FODPLADER

Udstyret med tilbehørsskinner på begge sider for armlæn. Gradmåler med indikator. Trinløst nødfir, der altid kan bringe lejet i 0 grader stille og roligt. Kan udstyres med armlæn og sengehestfunktion.

- Elektrisk højdeindstilling
- Justerbare skulderpuder, smal, medium og large
- Retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul
- Vippefunktion 0-90°
- 2-delt fodplade som kan justeres
- Gradmåler med 60° markering
- Ledningsfri håndbetjening
- Automatisk "nedkøring før vip" funktion
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 80 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Lejehøjde mellem 50 og 104 cm
- Vægt 85 kg
- Max belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk





Avnvej 10, DK-7400 Herning | rehab-care.dk
Telefon: 6915 3000 | E-mail: mg@rehab-care.dk