

Genoptræningsleje / Traumeleje

HMI NR.: 79758 | PRODUKT NR.: TR2-10000



Lejet kan vippes op i 45 grader på det lange led, så patienten mærker tryk under fødderne. Liggefladen er 2-delt med et eleverbar rygstykke.

GENOPTRÆNINGSSLEJE / TRAUMELEJE

Til løs madras. Lejet har 4 sidestykker og 2 endegavle. Alle 6 sider/gavle kan bygges op med en ekstra sæt sider/gavle ovenpå, så siderne bliver dobbelt så høje. Alle sider/gavle er beklædt med kunstlæder og skumkerne. Sengen trækker hjulene op, når den vippes, så den står fast på gulvet.

- Elektrisk højdeindstilling
- Position ryg: 60°
- Position oprejst 45°
- Individuel positionering af sider/gavle
- Motor på alle funktioner
- Pulverlakeret understel
- Sidestykker/gavle af brandhæmmende koldskum med slidstærkt kunstlæder
- 4 hjul med bremse

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 80 cm
- Højde 110 cm
- Højde på sider 30/70 cm
- 4 hjul med bremse
- Lejehøjde mellem 25 og 107 cm
- Vægt 120 kg
- Max. belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- IP klasse X4
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

