

# Helsejhl

HMI NR.: 89865 | PRODUKT NR.: 40019



Universal helsejhl i lækker kvalitet, med hovedstøtte. Sejlet har brede quiltede, polstrede benstroppe, er meget komfortabelt og let at bruge.

## HELSEJL

Universal helsejl med delte, brede, polstrede ben stropper, som skal krydses ved brug. Med hovedstøtte, og 2 udtagelige nakkestøtter.

Leveres både i fast stof og net kvalitet.



Til brugere der har brug for støtte til hele kroppen, inkl. Nakke og hoved. Velegnet til forflytninger både fra/til siddende og liggende.

Har 4 ophængs muligheder på ben stropper og 2 ophængs muligheder på skulderstropper, hvilket giver god mulighed for komfortabel siddestilling. Anvendes sammen med stationære eller mobile personløftere.


Passer til 2, 3 og 4 punkts åg

Sejlet er udstyret med:

- Pålægningslomme
- Midte indikation, både øverst og nederst.
- Styrestropper.
- Farvekoder for størrelser
- udtagelige nakkestøtter



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Max belastning 275 kg
- Materiale polyester
- Vaskeanvisning: 

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)