

Hospitalsbord / Bagbord

PRODUKT NR.: DRP-21000



Hospitalsbordene fra Rehab-Care er lavet af rustfrit stål og kan derfor nemt rengøres. Hospitalsbordet er udstyret med gode hjul med bremse.

Der er ingen hulrum, hvor der kan samles fugt og skidt. Kan leveres i forskellige størrelser. Bordet er desuden let at betjene med et op-ned betjeningspanel.

- Kan bruges som bagbord i OP
- Elektrisk højdejustering
- Aftageligt batteri
- Bremsefunktion på alle hjul

Hospitalsbord 1200 x 750. Varenr. **DRP-21000**

Bagbord 1000 x 600. Varenr. **DRP-20000**

HOSPITALSBORD / BAGBORD**TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

- Bordplade 120 x 75/100x60 cm eller specialmål
- Højde imellem 71 – 112 cm
- Bremsehjul 125 mm
- Vægt 37 kg
- Max belastning 100 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

