

Hydraulisk 2-delt undersøgelsesleje

PRODUKT NR.: ULM1CBRA-H



Det 2-delte undersøgelsesleje med sakselift fra Rehab Care er lavet til at kunne holde til intensivt dagligt brug. Monteret med hydraulisk pumpe som gør dig fri for kabler og ledninger. Kromrammen beskytter hynder mod påkørsel. Betrækket er af kunstlæder, der tåler rengøring med sprit og klor. Den gode skumkvalitet i hynderne sikrer god komfort.

Du kan køre lejet så langt ned, at adgangen fra en kørestol bliver lettere. Der er store muligheder for at justere rygvinklen for at give patienten optimal siddeposition. Papir-afriverbøjle hjælper med at holde papiret på plads.

Lejet fås med eller uden næsehul i hynden og i forskellige farver.

HYDRAULISK 2-DELT UNDERSØGELSESLIJE

- Hydraulisk pumpe
- Manuel trinløs indstilling af position for ryg
- Meget rengøringsvenlig hjulramme
- Leveres med papirholder og afriverbøjle
- Pulverlakeret understel
- Liggeflade af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- Liggeflader er monteret på ramme af kromrør for at undgå skader på betrækket
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Rygdal 80 cm
- Centralbremsehjul str. 125 mm
- Lejehøjde mellem 46-101 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 250 kg
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk