


Lofthejs AR-200

HMI NR.: 100198



AR-200 lofthejs for den smarte, nemme og støjsvage flytning af patienterne. Kan også fås i aftagelig version.

LOFTHEJS AR-200

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Funktion: Patient forflytning og håndtering
- Dimensioner: 306 x 270 x 148 mm
- Belastning: 200 kg
- Vægt 10 kg
- Strøm: Batteri opladt, 24 V 2,9 Ah
- Løftebånd: 35 x 2400 mm
- Løftehastighed: 35-70 mm/sec
- Løft pr. opladning: >40 ved 120 kg
- Opladning: Ved håndsæt på magnetisk væglader
- Fuld opladningstid: 8 timer
- Avanceret batteri beskyttelses-system
- Automatisk stand-by
- Ingen strømforbrug på stand-by

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

