


Lofthejs AR-260

HMI NR.: 100199



AR-260 lofthejs for den smarte, nemme og støjsvage flytning af patienterne. En letvægtsenhed for tungere løft.

LOFTHEJS AR-260

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Funktion: Patient forflytning og håndtering, tungere løft
- Belastning: 260 kg
- Dimensioner: 377 x 298 x 135 mm
- Vægt: 14 kg
- Strøm: Batteri opladt, 24 V 5 Ah
- Løftebånd: 50 x 2400 mm
- Løfthastighed: 35-70 mm/sec
- Løft pr. opladning: >50 ved 150 kg
- Opladning: Ved håndsæt på magnetisk væglader
- Fuld opladningstid: 8 timer
- Unikke funktioner:
 - Avanceret batteri beskyttelses-system
 - Automatisk stand-by
 - Ingen strømforbrug på stand-by

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

