

# Lofthejs AR-500

HMI NR.: 100200



AR-500 lofthejs for den smarte, nemme og støjsvage flytning af patienterne. AR-500 er udviklet til bariatriske patienter og kan løfte op til 500 kg.

## LOFTHEJS AR-500

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Funktion: Bariatrisk forflytning af patient
- Belastning: 500 kg
- Dimensioner: 495 x 337 x 188 mm
- Vægt: 22 kg
- Strøm: Batteri opladt, 24 V 10 Ah
- Løftebånd: 50 x 2400 mm
- Løftehastighed: 50-70 mm/sec
- Løft pr. opladning: >60 ved 500 kg
- Opladning: Ved håndsæt på magnetisk væglader
- Fuld opladningstid: 8-14 timer
- Unikke funktioner:
- Avanceret batteri beskyttelses-system
- Automatisk stand-by
- Ingen strømforbrug på stand-by

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

