

# Scannings- og røntgenleje med søjlelift

PRODUKT NR.: SØ34000



Rehab-Care scanleje/røntgenleje med elektrisk højdeindstilling af lejet. Lejet har pulverlakeret understel og centralbremse på alle hjul. Afrundede hjørner samt en hel laminatplade som liggeflade. Lejet er brugt af hospitaler, praktiserende læger og sundhedssektoren. Aftagelige gavle i begge ender. Optimal arbejdsplads til scanning/fluoroskopi over og under sengeoverfladen.

## SCANNINGS- OG RØNTGENLEJE MED SØJLELIFT

- Elektrisk højdeindstilling
- Elektrisk indstilling af Trendelenburg/antitrendelenburg
- Pulverlakeret understel
- Tilkøb madras af brandhæmmende koldskum med slidstærkt betræk
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 70 cm
- Lejehøjde mellem 50 og 90 cm
- Centralbremsehjul 125 mm
- Max belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- CE-mærket

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

